

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cadeia Alfa-1(Xvi) De Colagénio (Col16A1) Para Wb E Elisa - Q07092

Número do item: CM0021968

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho COL16A1 validado para WB e ELISA. Detecta a cadeia de colagénio alfa-1(XVI) humana, de rato e de camundongo, uma proteína secretada da matriz extracelular envolvida na adesão celular e na sinalização de integrinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COL16A1 pAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	447AA; FP1572; COL16A1
Espécie	Humano
GeneID	1307
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1000-1100 do COL16A1 humano (NP_001847.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07092
Peso da Proteína	158kDa
Envio	Saco de gelo