

Anticorpo Policlonais Anti-Colágeno I/Col1A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02452

Número do item: CM0019670



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao colágeno I/COL1A1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de osso, tendão e tecido conjuntivo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Colágeno I/COL1A1 Rabbit pAb
Observações/Alíase	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Colágeno I/COL1A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1277
ID do Gene	1277
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1120-1218 do Colágeno I/COL1A1 humano (NP_000079.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02452
Peso da Proteína	139 kDa
Envio	Bolsa de gelo