


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Colágeno I/Col1A1 Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P02452

Número do item: CM0008402



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Colágeno I/COL1A1, adequado para aplicações WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em matriz extracelular e biologia óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Colágeno I/COL1A1 mAb de coelho
Observações/Apelidos	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1277
ID do Gene	1277
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02452
Peso da Proteína	139kDa
Envio	Bolsa de gelo