


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Colagénio I/Col1A1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02452

Número do item: CM0018116



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que tem como alvo o Colagénio I/COL1A1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em tecidos e células humanas, de ratinho e de rato. Adequado para estudos da matriz extracelular, dos ossos e dos tecidos conjuntivos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-Colagénio I/COL1A1
Observações/Alcunhas	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Colagénio I/COL1A1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	1277
Imunogénio	Péptido sintético Um péptido sintético correspondente a uma sequência situada entre os aminoácidos 1151-1250 do Colagénio I/COL1A1 humano (NP_000079.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, ratinho, rato
SWISS	P02452
Peso da proteína	139 kDa
Expedição	Bolsa de gelo