

Anti-Colágeno I/Col1A1 Rabbit Polymab® Para Wb - P02452

Número do item: CM0006868



introdução

PolymAb® de coelho contra Colágeno I/COL1A1 para aplicações WB, IHC-P e IF. Detecta colágeno tipo I humano, de camundongo e de rato com peso molecular de 139 kDa. Ideal para estudos de matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Colágeno I/COL1A1 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1277
GeneID	1277
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1150-1250 do Colágeno I/COL1A1 humano (NP_000079.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02452
Peso da Proteína	139 kDa
Envio	Saco com gelo