

Anticorpo Monoclonal Anti-Colágeno I/Col1A2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08123

Número do item: CM0006551



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao Colágeno I/COL1A2 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Adequado para o estudo da biologia da matriz extracelular, tendões, ligamentos e ossos. Apresenta reatividade cruzada com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Colágeno I/COL1A2
Observações/Alias	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Colágeno I/COL1A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1278
GeneID	1278
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P08123
Peso da Proteína	129 kDa
Envio	Bolsa de gelo