

Anticorpo Policlonal Anti-Colágeno I/Col1A2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08123

Número do item: CM0021019



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao Colágeno I/COL1A2 humano, adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Valioso para pesquisa de matriz extracelular, osso e tecido conjuntivo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Colágeno I/COL1A2 Coelho pAb
Observações/Apelido	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Colágeno I/COL1A2
Espécie	Humano
GeneID	1278 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1161-1260 do Colágeno I/COL1A2 humano (NP_000080.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08123
Peso Proteico	129kDa
Envio	Saco de gelo