

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Colágeno I/Col1A2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08123

Número do item: CM0027501



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Colágeno I/COL1A2 humano, validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com camundongo e rato. Ideal para estudos de biologia do colágeno, matriz extracelular e mineralização óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Colágeno I/COL1A2 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Colágeno I/COL1A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1278
GeneID	1278
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 501-600 do Colágeno I/COL1A2 humano (NP_000080.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08123
Peso da Proteína	129 kDa
Envio	Bolsa de gelo