


Anticorpo Policlonal Anti-Colágeno II Para Wb, Elisa - P02458

Número do item: CM0023105



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra colágeno II humano (COL2A1). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de desenvolvimento de cartilagem e biologia esquelética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Colágeno II
Observações/Alias	AOM; ANFH; SEDC; STL1; COL11A3; Colágeno II
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1280
ID do Gene	1280
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 do colágeno II humano (NP_001835.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02458
Peso da Proteína	142kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)