

Anticorpo Policlonais Anti-Colágeno Iii Alfa 1/Col3A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P02461

Número do item: CM0024992



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao Colágeno III alfa 1 (COL3A1) humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de matriz extracelular e tecido conjuntivo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Colágeno III alfa 1/COL3A1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	EDS4A; EDSVASC; PMGEDSV; Colágeno III alfa 1/COL3A1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1281
GeneID	1281
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1201-1301 do Colágeno III alfa 1/COL3A1 humano (NP_000081.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02461
Peso Molecular da Proteína	139kDa
Envio	Bolsa de gelo