

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Colágeno Iii Alfa 1/Col3A1 Para Wb, Ip, Elisa - P02461

Número do item: CM0003307



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Colágeno III alfa 1/COL3A1 (P02461). Validado para western blot, imunoprecipitação e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Uma ferramenta confiável para pesquisa de matriz extracelular e tecido conjuntivo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Colágeno III alfa 1/COL3A1
Observações/Apelido	EDS4A; EDSVASC; PMGEDSV; Colágeno III alfa 1/COL3A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1281
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-400 do Colágeno III alfa 1/COL3A1 humano (P02461)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P02461
Peso Proteico	139kDa
Envio	Saco de gelo