


Anticorpo Monoclonal Anti-Colágeno Iv Para Wb, Db, Elisa - P53420 / Q14031 / P08572 / P02462

Número do item: CM0006635



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Colágeno IV validado para Western blot, dot blot, ELISA. Reage cruzadamente com Humano, Camundongo, Rato. Útil para pesquisa de membrana basal e doenças glomerulares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Colágeno IV mAb de Coelho
Observações/Apelido	BFH; ATS2; BFH1; CA44; Colágeno IV
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1286/1288/1284/1282
ID do Gene	1286/1288/1284/1282
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1573-1690 do COL4A4 humano (NP_000083.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53420/Q14031/P08572/P02462
Peso da Proteína	164 kDa
Envio	Saco com gelo