


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Colágeno Iv Para Wb, If/Icc, Elisa - Q01955 / P29400 / P08572 / P02462

Número do item: CM0004951



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à cadeia alfa-3 do Colágeno IV (antígeno de Goodpasture). Validado para WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas e de rato. Adequado para pesquisa de membrana basal e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Colágeno IV (mAb)
Observações/Apelido	ATS2; ATS3; BFH2; COL4A3/COL4A5/COL4A2/COL4A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1285/1287/1284/1282
ID do Gene	1285/1287/1284/1282
Imunogênio	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1555-1669 do COL4A3 humano (NP_000082.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q01955/P29400/P08572/P02462
Peso Molecular da Proteína	162 kDa
Envio	Em saco de gelo