

Anticorpo Policlonal Anti-Colágeno VI/Col6A1 Para Wb, Elisa - P.12109

Número do item: CM0028234



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o Colágeno VI/COL6A1 humano, validado para aplicações de WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de matriz extracelular, adesão celular e pesquisa de distrofia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Colágeno VI/COL6A1
Observações/Apelido	OPLL; BTHLM1; UCHMD1; Colágeno VI/COL6A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1291
GeneID	1291
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-250 do Colágeno VI/Colágeno VI/COL6A1 humano (NP_001839.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P12109
Peso da Proteína	109kDa
Envio	Saco com gelo