

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Colágena Vi/Col6A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12109

Número do item: CM0005481



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante anti-Colágeno VI/COL6A1 validado para western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Detecta COL6A1 (P12109) humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre matriz extracelular e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Colágeno VI/COL6A1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	OPLL; BTHLM1; UCHMD1; Colágeno VI/COL6A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1291
ID do Gene	1291
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 37-235 do Colágeno VI/COL6A1 humano (P12109)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12109
Peso da Proteína	109kDa
Envio	Saco com gelo