


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Colágeno X/Col10A1 Para Wb, Elisa - Q03692

Número do item: CM0002802



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o Colágeno X/COL10A1 humano para aplicações de WB e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre mineralização da cartilagem e distúrbios esqueléticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Colágeno X/COL10A1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	COL10A1; cadeia alfa-1(X) de colágeno; Colágeno X/COL10A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1300
ID do Gene	1300
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 do Colágeno X/COL10A1 humano (Q03692).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q03692
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Saco de gelo