


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Colágeno X/Col10A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q03692

Número do item: CM0022275



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Colágeno X/COL10A1 validado para Western blot (WB), imunohistoquímica (IHC-P) e ELISA. Reage com humanos, camundongos e ratos. Imunógeno recombinante. Detecta uma proteína de 66 kDa. Adequado para pesquisa sobre mineralização de cartilagem e osso.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | Colágeno X/COL10A1 pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Alias          | COL10A1; cadeia alfa-1(X) do colágeno; Colágeno X/COL10A1                                                                               |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                                  |
| ID do Gene (Humano)        | 1300                                                                                                                                    |
| ID do Gene                 | 1300                                                                                                                                    |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 521-680 do Colágeno X/COL10A1 humano (NP_000484.2) |
| Origem                     | Coelho                                                                                                                                  |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                                                  |
| Aplicação                  | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                |
| SWISS                      | Q03692                                                                                                                                  |
| Peso Molecular da Proteína | 66 kDa                                                                                                                                  |
| Transporte                 | Bolsa de gelo                                                                                                                           |