

Mab De Coelho Anti-Colágeno Xvii/Col17A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Umd9

Número do item: CM0004736



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao Colágeno XVII humano (COL17A1, BP180). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para pesquisa em hemidesmosomos, membrana basal e penfigóide bolhoso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Colágeno XVII/COL17A1
Observações/Apelidos	ERED; JEB4; BP180; BPA-2; BPAG2; LAD-1; BA16H23.2; Colágeno XVII/COL17A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1308
ID do Gene	1308
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1300-1400 do Colágeno XVII/COL17A1 humano (Q9UMD9).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UMD9
Peso Proteico	150kDa
Transporte	Saco de gelo