


Anticorpo Policlonais Anti-Commd1 Para If/Icc, Elisa - Q8N668

Número do item: CM0027054



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COMMD1 (MURR1) para IF/ICC e ELISA. Detecta COMMD1 humano, de camundongo e rato (21 kDa). Adequado para estudos de reciclagem endossomal, NF-kB e homeostase do cobre.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COMMD1 pAb de coelho
Observações/Apelido	MURR1; C2orf5; COMMD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	150684
GeneID	150684
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do COMMD1 humano (NP_689729.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N668
Peso da Proteína	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo