


Anticorpo Policlonal Anti-Commd5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzq3

Número do item: CM0020956



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COMMD5 (HCARG), validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Tem como alvo uma proteína de andaime envolvida na reciclagem endossomal e na regulação da proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COMMD5 Rabbit pAb
Observações/Apeliido	HCARG; HT002; COMMD5
Espécie	Humano
ID do Gene	28991
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-224 do COMMD5 humano (NP_054785.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZQ3
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo