


Anticorpo Policlonal Anti-Comp Para Wb, If-P, Elisa - P49747

Número do item: CM0029287



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a COMP humana (Proteína Matricial Oligomérica da Cartilagem), validado para WB, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Utilizado em pesquisa de MEC da cartilagem e osteoartrite.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-COMP
Observações/Apelidos	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1311
GeneID	1311
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-160 da COMP humana (NP_000086.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49747
Peso da Proteína	83 kDa
Transporte	Saco de gelo