


Anticorpo Policlonal Anti-Comp Para Wb, If/Icc, Elisa - P49747

Número do item: CM0017455



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COMP humano (Trombospondina-5) para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre cartilagem, MEC e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COMP Rabbit pAb
Observações/Apelido	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
Espécie	Humano
GeneID	1311
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-160 do COMP humano (NP_000086.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49747
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco de gelo