


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Comp Para Wb, Elisa - P49747

Número do item: CM0003526



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Proteína Cartilaginosa Oligomérica da Matriz Extracelular (COMP, TSP5). Validado para WB e ELISA, reage cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em cartilagem e MEC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COMP mAb de coelho
Observações/Apelidos	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1311
GeneID	1311
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 da COMP humana (NP_000086.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P49747
Peso da Proteína	83 kDa
Envio	Bolsa de gelo