

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Complemento C2 Para Wb E Elisa - P06681

Número do item: CM0017903



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o Complemento C2 humano, adequado para Western blot e ELISA. Permite o estudo da ativação do complemento, da defesa imunitária e da degeneração macular relacionada à idade. Apresenta reação cruzada com o C2 humano (83 kDa).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	C2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CO2; ARMD14; C2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	717
GeneID	717
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 453-752 do C2 humano (NP_000054.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P06681
Peso da proteína	83 kDa
Envio	Bolsa de gelo