

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Complemento C3 Para If-P, Elisa - P01024

Número do item: CM0013238



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra o Complemento C3 humano (aa 1364-1663). Validado para IF-P e ELISA; reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de via do complemento e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Complemento C3 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; Complemento C3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	718
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1364-1663 do Complemento C3 humano (NP_000055.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01024
Peso da Proteína	187 kDa
Envio	Bolsa de gelo