

Anti-Complement C3 Rabbit Polymab Para Wb E Elisa - P01024 / P01027

Número do item: CM0009045



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Complemento C3 (C3, ASP, C3a, C3b) validado para WB e ELISA. Reage com C3 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa da cascata do complemento, estudos de inflamação e investigações metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Complement C3 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p
Espécies	Humano/Camundongo
GeneID (Humano)	718
GeneID	718/12266
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1364-1663 do Complemento C3 humano/camundongo (NP_033908.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01024/P01027
Peso Proteico	186kDa
Envio	Saco de gelo