


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Complemento C4A Para Wb, If-P, Elisa - P0C0L4

Número do item: CM0010197



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Complemento C4A humano (SWISS: P0C0L4). Validado para aplicações de Western blot, imunofluorescência (IF-P) e ELISA. Ideal para estudos da via clássica do complemento e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Complemento C4A
Observações/Apelidos	C4; RG; C4S; C04; C4A2; C4A3; C4A4; C4A6; C4AD; CPAMD2; Complement C4A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	720
ID do Gene	720
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 940-1237 do Complemento C4A humano (P0C0L4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P0C0L4
Peso da Proteína	193kDa
Transporte	Bolsa de gelo