

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fator D Do Complemento Para Wb, Elisa - P00746

Número do item: CM0007445



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-fator D do complemento humano (Adipsina) de alta qualidade, validado para aplicações de Western blot e ELISA. Tem como alvo a serina protease secretada com peso molecular de 27 kDa. Ideal para pesquisas sobre a via alternativa do complemento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra o fator D do complemento
Observações/alias	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; Fator D do complemento
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1675
GeneID	1675
Imunógeno	Proteína recombinante do fator D do complemento humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P00746
Peso molecular	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo