

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fator D Do Complemento Para Wb, Elisa - P00746

Número do item: CM0023486



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao fator D do complemento humano (Adipsina/CFD). Validado para WB e ELISA, adequado para estudar a via alternativa do complemento, imunidade inata e doenças inflamatórias. Serina protease secretada de 27 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Fator D do Complemento
Observações/Apelido	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; Fator D do Complemento
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1675
GeneID	1675
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-253 do Fator D do Complemento humano (NP_001919.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00746
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Em saco de gelo