

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fator H Do Complemento Para Wb, Elisa - P08603

Número do item: CM0009954



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao fator H do complemento humano (CFH), validado para WB e ELISA. Peso molecular de 139 kDa. Ideal para o estudo da regulação do complemento, da imunidade inata e de doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra o fator H do complemento
Observações/Aliases	FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Fator H do complemento
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3075
ID do Gene	3075
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do fator H do complemento humano (P08603).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08603
Peso da Proteína	139 kDa
Envio	Bolsa de gelo