


Anti-Fator H Do Complemento Pab De Coelho Para Wb - P08603

Número do item: CM0017931



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao Fator H do Complemento, um inibidor solúvel chave da via alternativa do complemento. Validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA em humano, camundongo e rato. Peso molecular previsto de 139 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fator H do Complemento pAb de coelho
Observações/Alias	FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Fator H do Complemento
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3075
ID do Gene	3075
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do Fator H do Complemento humano (NP_004485.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08603
Peso da Proteína	139 kDa
Envio	Bolsa de gelo