

Policlonal Anticorpo De Coelho Anti-Fator H Do Complemento Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08603

Número do item: CM0022488



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o Fator H do Complemento humano (CFH), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para o estudo da regulação da via alternativa do complemento e da degeneração macular relacionada à idade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fator H do Complemento Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Complement factor H
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3075
ID do Gene	3075
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-323 do Fator H do Complemento humano (NP_000177.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08603
Peso da Proteína	139kDa
Envio	Bolsa de gelo