


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Comt Para Wb E Elisa - P21964

Número do item: CM0010150



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à COMT humana (catecol O-metiltransferase), adequado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com proteínas humanas e de rato. Peso molecular previsto de 30 kDa. Ideal para pesquisas sobre o metabolismo de neurotransmissores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-COMT
Observações/alcunha	HEL-S-98n; COMT
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	1312
ID do gene	1312
Imunógeno	Peptídeo sintético; um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da COMT humana (P21964).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	P21964
Peso da proteína	30 kDa
Envio	Bolsa de gelo