


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Comt Para Wb, Elisa - P21964

Número do item: CM0027828



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à COMT humana (Catecol O-metiltransferase), reativo com humano, camundongo e rato. Validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa de metabolismo de catecolaminas e degradação de neurotransmissores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COMT Rabbit pAb
Observações/Alias	HEL-S-98n; COMT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1312
GeneID	1312
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-221 da COMT humana (NP_009294.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21964
Peso Molecular	30kDa
Envio	Bolsa de gelo