


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Comt Para Wb, If/Icc, Elisa - P21964

Número do item: CM0021102



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra catecol O-metiltransferase (COMT) validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Ideal para estudos de metabolismo de neurotransmissores - P21964.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] COMT pAb de Coelho
Observações/Apelido	HEL-S-98n; [Validado por KD] COMT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1312
GeneID	1312
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 51-271 do COMT humano (NP_000745.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21964
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo