


Anticorpo Monoclonal Anti-Conexina 43 Para Wb E Elisa - P17302

Número do item: CM0007044



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Conexina 43 validado para WB, e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo a proteína alfa-1 de junção comunicante, fundamental para sinalização intercelular e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Conexina 43 mAb de Coelho
Observações/Apelido	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Conexina 43
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2697
GeneID	2697
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-382 da Conexina 43 humana (NP_000156.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17302
Peso da Proteína	43 kDa
Envio	Saco com gelo