


Anticorpo Policlonal Anti-Connexina 43 Para Wb, Elisa - P17302

Número do item: CM0023271



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Connexina 43 humana (Cx43/GJA1). Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de biologia de junções comunicantes e imunidade inata antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Connexin 43 Coelho pAb
Observações/Apêndices	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Connexina 43
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	2697
GeneID	2697
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 283-382 da Connexina 43 humana (NP_000156.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17302
Peso Proteico	43kDa
Envio	Em saco de gelo