


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Connexina 43 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P17302

Número do item: CM0013551



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Connexina 43 humana (Cx43, GJA1). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre junções comunicantes, sistema cardíaco e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-Connexina 43
Observações/alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLH51; PPKCA; Connexina 43
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	2697
ID do gene	2697
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 233-382 da Connexina 43 humana (NP_000156.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P17302
Peso da proteína	43 kDa
Envio	Bolsa de gelo