


Polymab® De Coelho Anti-Connexina 43 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P17302

Número do item: CM0006324



introdução

Connexin 43 Rabbit PolymAb® (P17302) para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Anticorpo monoclonal de alta qualidade para pesquisa em junções gap e imunidade inata. Matéria-prima confiável para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Connexin 43 Rabbit PolymAb®
Observações/Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2697
GeneID	2697
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-382 da Connexina 43 humana (NP_000156.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17302
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo