

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Contactina 2 Para Wb, Elisa - Q02246

Número do item: CM0027589



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Contactina 2 humana (TAG-1/TAX-1). Adequado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Alvo envolvido na organização de domínios axonais e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Contactina 2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AXT; TAX; TAX1; FAME5; TAG-1; Contactina 2
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	6900
ID do Gene	6900
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 785-1012 da Contactina 2 humana (NP_005067.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q02246
Peso Proteico	113kDa
Envio	Saco de Gelo