

Anticorpo Monoclonal Anti-Copa Para Wb, Ihc-P, Elisa - P53621

Número do item: CM0003629



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante que visa o COPA (alfa-COP, subunidade alfa do coatômero). Validado para Western blot, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Adequado para pesquisa de tráfego intracelular e vesículas COPI.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COPA Coelho mAb
Observações/Apelido	AILJK; HEP-COP; alfa-COP; COPA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1314
GeneID	1314
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do COPA humano (P53621).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53621
Peso Proteico	138kDa
Envio	Saco de gelo