

Anticorpo Policlonal Anti-Copa Para Wb E Elisa - P53621

Número do item: CM0021536



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COPA humano (subunidade alfa do coatômero). Validado para Western blot e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para estudar o tráfego de vesículas COPI e a função do Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	COPA Coelho pAb
Observações/Apelido	AILJK; HEP-COP; alfa-COP; COPA
Espécie	Humano
GeneID	1314
Imunógeno	Peptídeo sintético (aa 550-650 do COPA humano, NP_001091868.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P53621
Peso Proteico	138kDa
Envio	Saco de gelo