

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Copb2 Para Wb, Elisa - P35606

Número do item: CM0002348

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra COPB2, validado para Western blot e ELISA. Detecta COPB2 humano e de camundongo (subunidade beta' do coatômero) envolvido no transporte ER-Golgi, 102kDa. Ideal para pesquisa em tráfego e doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COPB2 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	OPDD; MCPH19; beta'-COP; COPB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9276
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 657-906 do COPB2 humano (NP_004757.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P35606
Peso Proteico	102kDa
Envio	Saco de Gelo