


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Copb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P35606

Número do item: CM0006747



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-COPB2 validado para WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas. Tem como alvo a subunidade beta'-COP do coatômero (p102), um componente chave das vesículas COPI importante para o transporte retrógrado do Golgi para o RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COPB2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	OPDD; MCPH19; beta'-COP; COPB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9276
GeneID	9276
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 657-906 do COPB2 humano (NP_004757.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P35606
Peso Proteico	102kDa
Transporte	Bolsa de gelo