


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Copb2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35606

Número do item: CM0030066



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o COPB2, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta COPB2 humano, de rato e de camundongo (~102 kDa). Ideal para estudar a função do complexo de coatomas no tráfego de Golgi e no transporte de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COPB2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	OPDD; MCPH19; beta'-COP; COPB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9276
ID do Gene	9276
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 657-906 do COPB2 humano (NP_004757.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35606
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco de gelo