


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cope Para Wb E Elisa - O14579

Número do item: CM0017304



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o COPE humano (epsilon-COP), validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Útil para estudar o transporte de vesículas COPI e a função do Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COPE Rabbit pAb
Observações/Apelido	epsilon-COP; COPE
Espécie	Humano
GeneID (humano)	11316
GeneID	11316
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-308 do COPE humano (NP_009194.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14579
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo