

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Copg1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y678

Número do item: CM0017689



introdução

Anticorpo policlonal de coelho COPG1 para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com COPG1 humano, de rato e camundongo (subunidade gama-1 do coatômero, ~98 kDa). Confiável para pesquisa de transporte do Golgi e vesículas COPI.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COPG1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	COPG; COPG1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22820
ID do Gene	22820
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 555-874 do COPG1 humano (NP_057212.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y678
Peso Proteico	98kDa
Envio	Em saco de gelo