

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Copg2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ubf2

Número do item: CM0016527

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra COPG2 (gamma-2-COP), uma subunidade do coatômero envolvida no transporte de vesículas do Golgi. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos sobre transporte retrógrado e tráfego de membranas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	COPG2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	2-COP; gamma-2-COP; COPG2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	26958
GeneID	26958
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 542-871 de COPG2 humano (NP_036265.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9UBF2
Peso da proteína	98 kDa
Transporte	Bolsa de gelo