

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Copg2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ubf2

Número do item: CM0015880

introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho COPG2 da CamelBio (pAb) é validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e reage com COPG2 humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa do complexo coatômero e transporte do Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho COPG2
Observações/Apelido	2-COP; gama-2-COP; COPG2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26958
GeneID	26958
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 542-871 do COPG2 humano (NP_036265.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBF2
Peso Proteico	98kDa
Envio	Saco de Gelo