

Anticorpo Policlonal Anti-Cops2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61201

Número do item: CM0027662



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COPS2 humano (subunidade 2 do sinalossomo COP9) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta COPS2 humano, de camundongo e de rato, um regulador chave da proteólise mediada por ubiquitina. Ideal para pesquisas sobre câncer e diferenciação neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COPS2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CSN2; SGN2; ALIEN; TRIP15; COPS2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9318
ID do Gene	9318
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-310 do COPS2 humano (NP_004227.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61201
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco com gelo